



Enregistrement
relatif à la qualité

MU-ED1/021/04
Application : 25/09/2017

Test HELIKIT® :
Modalités de réalisation

Page : 1/ 1

Vous allez réaliser au laboratoire un test respiratoire à l'urée appelé TEST HELIKIT®.

Pour cela, quelques critères sont à respecter :

- Être à **jeun** depuis au minimum 6 heures (sans manger, ni boire, ni fumer) et au repos.
- Arrêter tout traitement **antibiotique** au minimum **4 semaines** avant le test.
- Arrêter la prise d'**inhibiteurs de la pompe à protons** (IPP – ex : *Mopral®*, *Inexium®*, *Inipomp®*...) au minimum **2 semaines** avant le test.
- Arrêter la prise d'**anti-acides** et de **pansements gastro-intestinaux** (type *Maalox®*) au moins **24 heures** avant le test.

Tous ces critères permettent la réalisation d'un test fiable.

NB : Il faut compter un peu plus d'une demi-heure pour réaliser le test.